

**Características/funciones del producto:**

1. El protector de la articulación del muslo y la cadera del perro está hecho de neopreno, que se siente delicado, suave y elástico.
  2. La funda de soporte para las piernas tiene un efecto a prueba de golpes y se puede usar después de una lesión o cirugía para prevenir lesiones secundarias cuando el perro se lesiona.
  3. Alivia el dolor de lesiones de ligamentos cruzados, artrosis y problemas de rótula
  4. Ayuda a tratar la pérdida de estabilidad provocada por la artritis.
  5. Adecuado para perros pequeños, medianos y grandes con patas cortas.
- usar:
1. Ideal para envolver heridas en las piernas. Simplemente envuelva la herida y envuélvala con nuestra envoltura para patas de perro con marco de soporte para evitar una infección secundaria de la herida causada por lamer el perro o tocar el agua.
  2. Su perro puede sufrir lesiones secundarias por una lesión en la rodilla, lo que requiere un protector de piernas para perros.
  3. Proporcione el máximo apoyo y estabilidad. Ayuda con: Artritis estable después de una lesión por fatiga Soporta cualquier tensión postoperatoria
  4. Preste atención para quitar la funda 2-3 veces al día, deje que las piernas respiren por la noche.

PRODUCT INFORMATION

# 产品信息

感受舒适新体验

品名

腕关节辅助矫正带 (PD60176)

材质

聚酯纤维

产品颜色

黑色

产品尺码

S-M-L



排斥上下樓梯




行進間突然坐下




橫坐




低頭不情願的步行



後肢跟前肢比起來間距狹小，步幅也狹小



走路時腰部左右大幅度搖擺，後肢步幅窄小，不太往前推進




用雙手測量腿圍

髖關節形成不全的那一邊會比較細小

## 产品尺码表

\*请在大腿中间位置水平测量腿围



Size	腰围	腿围
S	25-46cm/9.8"-18.1"	7-11cm/2.8-4.3"
M	38-68cm/15"-26.8"	10-15cm/3.9"-5.9"
L	58-89cm/22.8"-35"	16-25cm/6.3"-9.8"

温馨提示：手工测量可能存在1-3cm误差，敬请谅解。

# 容易患上髌关节发育不良的犬种



正常  
髌关节



中度  
髌关节发育不良



严重  
髌关节发育不良



圣伯纳犬 (47%)



罗威纳犬 (20%)



金毛寻回犬 (20%)



牧羊犬 (19%)

巴哥犬、斗牛犬等犬种患上的也不在少数



## 腿部可调节绑带

微弹紧致的腿部绑带调节（可拆卸）

...

## 高强度织带

可以有更多的调节活动空间

...



PRODUCT DETAILS

# 细节展示

匠心设计 为宠而生



## 插扣固定

方便穿戴，牢固稳定，可调节腰围




## 双层透气网布腰带

微弹网布，舒适不勒，大孔网眼，透气不闷



# 髋关节发育不良有哪些表现




1. 狗狗不喜欢运动，喜欢趴下或者卧下。  
尤其对于上下楼梯特别抗拒。
2. 狗狗想要站立时，会出现身体发抖，吃力疼痛的状况。
3. 狗狗走路时扭屁股情况非常严重，走路不是很协调。
4. 狗狗走路的动作以及跑起来的动作会有异常，经常会成三角跳或者兔子跳。
5. 对狗狗的关节进行检查时会有剧烈的疼痛，狗狗会发出叫声。



# 髌关节辅助矫正带

为髌关节发育不良的狗狗设计的辅助型恢复产品  
起到一定预防和改善髌关节发育不良问题  
还适用于髌关节发育不良发病后的辅助治疗阶段  
调节运动幅度，减轻运动对髌关节造成的疼痛  
对重症需要手术治疗矫正的狗狗  
术后恢复也有一定的保护作用



## 使用髌关节带加以辅助和矫正

髌关节辅助矫正带，设计有三处可调节装置（腰带，小腿围固定带，活动范围调节带），能贴合更多狗狗的体型。能更好的贴合狗狗的腿部，不易掉落；采用高品质高强度的尼龙织带，采用滑轮原理，改变力的方向，从而使腰带分摊部分作用于髌关节的压力，调节带末端设计有强力橡筋。



