

Restauration de vêtements après la chirurgie du coton

Caractéristiques du produit / Caractéristiques:

Fonction:

1. Soutenir la récupération postopératoire
2. Stabilité postopératoire
3. anti-acariens, anti-morsure, prévenir l'infection
4. N'affecte pas les activités quotidiennes et le repos

Caractéristiques:

1. Après l'opération, les vêtements sont fabriqués à partir de tissu de coton pur, souple et élastique, et le tissu est enveloppé.
2. La couverture est large, ce qui peut empêcher le chien de mordre activement et de provoquer une infection secondaire.
3. Le collier et la partie de la main sont ajoutés avec une conception à bordure côtelée, et la conception en coton à double couche de l'abdomen double le chien blessé.
4. Fixé avec un velcro, position fixe sur le dos, n'affecte pas le chien qui dort
5. Lorsque le chien urine et défèque, le propriétaire peut ranger le dos de la hanche avec un petit bouton en nylon, ce qui n'affecte pas la marche quotidienne ni les selles du chien.
6. Enveloppez la plaie avec un pansement traditionnel. Le tissu rugueux provoquera un saignement postopératoire. L'action limitée du chien affectera sérieusement l'humeur postopératoire. Cette blouse chirurgicale est douce et agréable pour la peau et couvre une grande surface. Ne vous inquiétez pas après le chien, le propriétaire est plus assuré.



Model show







How to let your dog to do his business ? (pee or poop)



① suit under normal use



② take off the velcros



③ put on the velcros without crossing the back legs



④ roll up the belly part to fix with front velcro.



Product information

Brand: DogLemi


Name: Dog Recovery Suit

Item NO: PD10037

Size: XS,S,M,L,XL,XXL

Color: Blue

Material: cotton



Size	Neck(cm)	Chest(cm)	Length(cm)
XS	26	36	27-34
S	32	44	32-37
M	36	52	38-45
L	42	64	46-55
XL	46	74	56-67
XXL	48	84	68-77

